

FOCUS EQUIPEMENT : TOUT EST SOUS CONTRÔLE

LABOSPHERE dispose d'un SPECTROCOLORIMÈTRE KONICA MINOLTA Modèle CM-5, l'outil de référence pour contrôler vos produits cosmétiques !

Cet appareil permet de **mesurer la couleur de façon objective** selon plusieurs méthodes permettant les mesures sur tout type de galénique :

1. Réflexion
2. Transmission liquide, transmission solide
3. Notre Mesure de Haze.

Quelques exemples d'applications

- Ajustement de teintes (développement d'une gamme de produits colorés ; en cours de production).
- Validation d'un lot pilote, établissement d'une fiche de spécifications des paramètres de colorimétrie.
- Suivi de l'évolution de la coloration d'un produit au cours du temps et/ou en température.
- Quantification de l'opacité d'un produit.
- Mise en place de protocoles personnalisés



Une question ?
Un besoin particulier ?
Interrogez-nous !

info@labosphere.com

Sara DELHOME, Responsable
Laboratoire R&D

s.delhome@labosphere.com

Marie-Justine PRAULT, Formulatrice
Senior mj.prault@labosphere.com